

POKYN K ODBĚRU

Průkaz okultního krvácení ve stolici

Vážená paní, vážený pane,
tímto testem může být prokázáno okultní, tedy nepatrné množství krve ve stolici. Test vyžaduje **speciální odběrovou zkumavku**, je specifický pro lidský hemoglobin, bez požadavku diety, při průjmu, krvácení hemeroidů nebo menstruaci by se test neměl provádět.

Vyzvedněte si odběrovou zkumavku v laboratoři.

Provedení odběru

- Odeberte libovolný vzorek stolice na čistou podložku nebo toaletní papír.
- Odšroubujte a vyjměte tyčinku z odběrové zkumavky, **pozor** - nerozlijte tekutinu ze zkumavky!
- Tyčinkou naberte malá množství stolice z několika různých míst (3-5).
- Tyčinku se vzorkem vložte zpět do odběrové zkumavky a zašroubujte uzávěr. Na přiloženém štítku vyplňte jméno a datum odběru.
- Takto odebraný vzorek stolice uchovejte v chladu a doručte v co nejkratší době do laboratoře.

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

A) Uchovávejte trubici mimo dosah dětí.
B) Kapalina uvnitř trubice nesmí být požitá a nesmí se dostat do kontaktu s očima nebo sliznicemi. Pokud dojde ke kontaktu, okamžitě vyhledejte lékaře.
C) Odběr stolice proveďte okamžitě po vyprázdnění.
D) Je-li třeba, vyplňte následující informace na štítku trubice:







D Datum sběru
ID Identifikační kód vzorku
N Jméno pacienta

E) Trubicu nestrkejte do konečníku.
F) Neprovádějte odběr stolice během menstruace, pokud dochází ke krvácení z konečníku (např. Hemoroidy nebo jiné příčiny), nebo pokud je stolice kontaminovaná močí.
G) Zařízení je na jedno použití.

UPOZORNĚNÍ

NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, POKUD SE VÍČKO ZDÁ BÝT POŠKOZENÉ.
NIKDY NESUNDÁVEJTE BÍLÉ VÍČKO.
POKUD JE TĚSNĚNÍ POŠKOZENÉ, POŽÁDEJTE O NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ

POSTUP PŘI ODBĚRU VZORKU

-  **1** Do záchodové mísy položte toaletní papír.
-  **2** Vyprázdněte se přímo na toaletní papír. Jednodušší je sedět obráceně.
-  **3** Odšroubujte zelené víčko s přidělanou sběrnou tyčinkou.
-  **4** Vložte tyčku do 4 různých míst a seškrábejte povrch křížovým pohybem. Záhyby tyčky musí být zakryté.
-  **5** Vložte zelené víčko zpět a pevně utáhněte. Znovu neotvírejte.
-  **6** Zařízení uchovávejte v lednici na tmavém místě a vraťte jej k analýze co nejdříve.

lea_11561N-1.0/09

Děkujeme za spolupráci
Vaše laboratoř